

본 제품은 “의료기기” 입니다.

1. 수입업자의 상호와 주소

상호 : 하이메드(주)

주소 : 서울특별시 성동구 147 906호(성수동2가, 아이에스비즈타워)

2. 제조원(제조국 및 제조사명)

제조국(주소)

- 제조의뢰자 : 미국, 1700 Gervais Avenue Maplewood, MN 55109 USA

- 제조자 : 미국, 215 12th Avenue NE Valley City, ND 58072 USA

제조사명

- 제조의뢰자 : WR Medical Electronic Co.

- 제조자 : TRI W-G, INC.

3. 허가(인증 또는 신고)번호, 명칭(품목명, 모델명)

허가(인증 또는 신고)번호 : 서울 수신 14-3147 호

품목명 : 범용전동식진료대

모델명 : WR Tilt Table

4. 중량 또는 포장 단위

: 1 set

5. 사용 목적

: 일반적으로 사용하는 전동식 진료대

6. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

1) 공급전원이 정격전압과 일치하는지 확인 한다.

2) 환자의 몸무게가 158kg 이하인지 확인 한다.

나. 조작방법

1) 환자를 진료대의 중앙부에 안전하게 누인다.

2) 핸드셋으로 진료에 적절한 상태로 조작한다.

다. 사용 후의 보관 및 관리방법

1) 전원코드를 안전하게 제거한다.

2) 제조원에서 권고한 방법으로 세척한다.

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)